

# 人牙龈干细胞完全培养基

## 说明书

### 产品描述

中乔新舟技术团队精心优化人牙龈干细胞完全培养基经过长期测试，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品套装中已包含细胞生长所需的各种成分，可直接用于细胞的体外培养。

### 组成成分

基础培养基；细胞生长因子；等等

**注：产品组分单独包装。建议大瓶分装成小瓶使用或保存，避免污染及长期常温放置，并在保质期内使用。若短时间内使用不完，可以将组分等比例分装保存。**

### 存储方法

基础2°C-8°C，添加物-20°C，避光储存

### 使用说明

- 1.严格无菌操作，在室温条件下溶解添加物，之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀，打开瓶盖时避免触碰瓶口，将添加物按等比例加入基础培养基，并充分混匀。
- 2.产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

**警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。**

### 产品用途说明

仅供科学研究使用。