

CHO 细胞无血清培养基说明书

名 称	CHO 细胞无血清培养基
货 号	ZM1122
规 格	500ml
外 观	浅橙色澄清液体
Ph 值	7.0-7.4
内毒素	<0.5 EU/mL
保 存	2-8° C 避光保存 12 个月
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

CHO 细胞无血清培养基是用于 CHO 细胞高密度悬浮培养的培养基。适应于 CHO 细胞系细胞（如 CHO-K1、CHOS 等）规模化无血清高密度悬浮培养及后续转染表达。本产品为无动物源、无蛋白的完全化学成分限定培养基。

【产品优势】

- 无动物源、无蛋白、完全化学成分限定的培养基；
- 适应多种 CHO 细胞，如 CHO-K1、CHOS 等；
- 适用于 CHO 细胞高密度悬浮培养，适应性强，营养物质丰富；
- 适用于生物反应器大规模培养工艺，支持批次、流加机灌流培养模式；
- 可支持瞬时转染、稳定转染及后续产物表达，保障融合蛋白的稳定高质量表达；
- 全进口原料，产品的质量以及稳定性高；
- 0.1 μm 和 0.22 μm 滤膜双重过滤，确保无支原体污染。

【注意事项】

- 1、 注意无菌操作，避免污染；
- 2、 本产品应保存在 2-8°C，避免高温和阳光直射。如需长期保存，可考虑将培养基分装后冷冻保存（-20°C或更低温度）；
- 3、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 4、 仅供科研使用。