

原代人视网膜 muller 细胞专用培养基

货号: PCM-H-284

【产品简介】

中乔新舟技术团队精心优化人视网膜 muller 细胞专用培养基经过长期测试,可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需的各成分,无需添加任何成分,可直接用于细胞的体外培养,如无特别需要不用额外再添加血清和双抗,可以直接使用。

【产品信息】

可培养细胞种类	人视网膜 muller 细胞				
物理外观	红色澄清液体				
浓度	1 X				
pH 值	7.0 ~ 7.4				
渗透压	320 ~ 350 mOsmol/kg				
内毒素	<3 EU/mL				
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出				
细胞生长实验	细胞生长良好,形态正常				

套装组分	组分体积	性状	储存条件	运输条件	有效期
基础培养基	500mL	液体	2 ~ 8°C, 避光	蓝冰	12 个月
血清	50mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月
添加剂	5mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月
双抗	5mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月

【使用方法】

1. 在常温条件下溶解添加剂,轻轻晃动添加物确保内容物混匀;
2. 按照基础培养基:血清:添加剂=100:10:1 的比例进行配比混匀,双抗可根据实验要求自主选择使用;
3. 各组分产品避免暴露在阳光下,防止部分有效成分分解;
4. 不推荐 37°C 水浴加热培养基,推荐按需分装,室温预热;
5. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完;
6. 现用现配,效果更佳。

【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途,不用于临床诊断及治疗;
2. 操作过程需遵循无菌规范,避免污染;
3. 请按标签所示温度进行保存;
4. 请在产品有效期内使用。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证,全流程质量管控合规可靠。



【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注：原代人视网膜 muller 细胞专用培养基 (PCM-H-284)由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：Primary human retinal muller cell specific culture medium (PCM-H-284)were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd." 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号

