

B-27无血清培养基添加剂, 50X

说明书

名称	B-27无血清培养基添加剂, 50X
货号	CSP027
规格	10mL
保存	-20℃保存, 24个月有效
用途	仅供科研使用

【产品描述】

B-27补充剂是一种优化的无血清补充剂, 用于海马神经元和其他中枢神经系统 (CNS) 神经元的生长和保持其短期或长期活性。B-27 添加剂是 50X 的液体, 适用于大多数神经细胞培养。

【操作步骤】 (仅供参考)

B-27 添加剂是 50X 的液体, 在无菌的细胞培养液中直接添加, 混匀即可。

【注意事项】

- 1、请尽量减少反复冻融的次数, 以免效率下降;
- 2、请注意无菌操作, 避免污染;
- 3、操作时, 请穿实验服并戴一次性手套及口罩;
- 4、仅供科研使用。