

0.2%肝素 说明书

名称	0.2%肝素
英文	heparin
货号	CSP146
规格	5mL
外观	液体
浓度	2 mg/mL
保存	2-8°C
用途	仅供科研使用

【产品描述】

肝素是肥大细胞中产生的一种 10-12 kDa 的多糖。肝素通过结合和激活抗凝血酶抑制凝血[1]，并作为碱性成纤维细胞生长因子-2 (bFGF) 的辅助因子。肝素对体外细胞生长和形态的影响是细胞类型依赖的，可能促进或抑制细胞增殖。培养基中可添加肝素溶液 (HEP)，比例为 1:100 - 1:100 (0.4 - 4.0 U/mL)。应根据不同的细胞类型和培养条件确定最佳浓度。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、仅供科研使用；
- 3、操作时请穿实验服并戴一次性手套及口罩。