

人氧化型低密度脂蛋白
说明书

名称	人氧化型低密度脂蛋白
英文	Human Ox-LDL
货号	CSP136
规格	2mg
保存	2-8° C 保存 6 周（避光保存），不可冻存
用途	仅供科研使用

【产品描述】

本公司的人体低密度脂蛋白在 PBS 中使用 Cu₂SO₄（氧化剂）氧化。通过添加过量的 EDTA-Na₂ 来终止氧化。每批产品均在琼脂糖凝胶电泳中分析迁移与 LDL 的关系。

【操作说明】

根据实验需要用 PBS 磷酸盐缓冲液或细胞培养液稀释即可。

【注意事项】

- 1、 注意无菌操作，避免污染；
- 2、 该产品经长期保存后会看到少量沉淀，属于正常现象；低速离心 1 ~2min 去除沉淀物，得到澄清液；
- 3、 Ox-LDL 工作液很不稳定，强烈建议根据单次需要用量，新鲜配置工作液；
- 4、 仅供科研使用。