

凝血酶说明书

名称	凝血酶
英文	Thrombin
货号	CSP164
外观	白色、浅黄色、浅灰色冻干粉末或块状物
酶活性	50-200 NIH units/mg
规格	1000u
保存	-20° C 保存 36 个月
用途	仅供科研使用

【产品描述】

催化纤维蛋白原变成纤维蛋白而促使血液凝固，用于止血。来源于牛血浆。

【操作说明】

根据实际需要参阅相关文献配制和使用。

【注意事项】

- 1、 注意无菌操作，避免污染；
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、 仅供科研使用。