

THLE-2细胞专用培养基说明书 (ZQ-1340)

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化THLE-2细胞专用培养基经过长期测试,可保持细胞达到良好的生长状态。本产品中已包含细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于细胞的体外培养。如无特别需要不用额外再添加血清双抗,可以直接使用。

组成成分

基础培养基,添加物等

存储方法

2°C -8°C, 避光储存。

使用说明

- 1.严格无菌操作,避免污染及长期常温放置,并在保质期内使用。
- 2.产品仅供进一步科研使用,不可用于临床等其他方面。
- 3.由于含有易光变成分,培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当,培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施,包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。