

上皮细胞完全培养基 (货号: ZQ-1315)

产品描述

上皮细胞培养基是专门为正常上皮细胞体外培养设计的完全培养基。此培养基为无菌产品，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清(2%)。该培养基含 HEPES 和碳酸盐缓冲体系，在 5% CO₂ 培养箱或 95% 空气培养箱中平衡后 pH 值为 7.4。该培养基为正常上皮细胞提供了一个最佳的营养环境，选择性地促进细胞的体外生长。

组成成分

基础培养基、添加物等。分别包装，使用时请按比例添加使用

产品使用说明

仅供科研研究使用。

存储方法

基础培养基 4℃ 保存，添加物 -20℃ 保存，避光保存。

干冰或冰袋运输

使用说明

在室温条件下溶解添加物和青霉素/链霉素，之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物和青霉素/链霉素确保内容物混匀，打开瓶盖时避免触碰瓶口。将添加物和青霉素/链霉素按比例加入基础培养基，并充分混匀。

由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。

我们不建议使用前在 37℃ 的水浴中加热培养基，完全培养基建议一个月左右使用完。

建议按比例分装，现用现配，效果更佳。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。