

## 人II型肺泡上皮细胞-永生化专用培养基说明书 (ZMY095)

### 产品描述

中乔新舟技术团队精心优化人II型肺泡上皮细胞-永生化专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于细胞的体外培养, 如无特别需要不用额外再添加血清和双抗, 可以直接使用。

### 组成成分

基础培养基; 添加物等。

**注: 产品组分单独包装。建议大瓶分装成小瓶使用或保存, 避免污染及长期常温放置, 并在保质期内使用。若短时间内使用不完, 可以将组分按比例分装保存。**

### 存储方法

基础2°C-8°C, 添加物-20°C, 避光储存

### 使用说明

1. 严格无菌操作, 在室温条件下溶解添加物, 之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀, 打开瓶盖时避免触碰瓶口, 将添加物按等比例加入基础培养基, 并充分混匀。
2. 产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
3. 由于含有易光变成分, 培养基不应该长时间暴露在光下。
4. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

**警告: 如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。**

### 产品用途说明

仅供科研研究使用。