

## 人脐带间充质干细胞裂解液

### 说明书

名称	人脐带间充质干细胞裂解液
英文	Human umbilical cord mesenchymal stem cells lysate
货号	CSP203
规格	200ug
保存	-80℃保存，尽量避免反复冻融。
用途	仅供科研使用，不可用于人、动物，或，体外诊断。

#### 【产品描述】

使用改良的 RIPA 缓冲液从早期传代的人脐带间充质干细胞制备人脐带间充质干细胞裂解物（HUMSC 裂解物）。裂解物浓度由 Beckman Coulter DU 800 分光光度计测定。将裂解液稀释并保存在优化储存缓冲液中。中乔新舟生物科技有限公司人脐带间充质干细胞裂解液对研究人员来说既方便又经济，因为它不需要购买昂贵的组织。

#### 【操作说明】

打开试管前，务必离心试管。不要通过涡旋或移液混合。请将复溶溶液等分，以最大限度地减少反复冻融。

#### 【注意事项】

- 1、注意在操作台上冰上操作，避免蛋白降解；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用，不可用于人、动物，或，体外诊断。