

转染专用减血清培养基

说明书

名称	转染专用减血清培养基
英文	Special serum reducing medium for transfection
货号	ZQ-300-ST
规格	500ml
保存	2-8° C 保存 12 个月
用途	仅供科研使用

【产品描述】

转染专用减血清培养基是以 MEM 培养基为基础，特别为细胞使用阳离子转染试剂转染所设计的专用减血清培养基。另外也可用于各种贴壁和悬浮细胞的低血清培养。通常使用该培养基可以降低 50%的血清用量。主要成分有 L-谷氨酰胺、酚红、丙酮酸钠核 HEPES。

【操作说明】

本产品含有胰岛素、转铁蛋白，可有效降低血清用量，建议培养过程中加入基于原添加量减半的胎牛血清。

培养条件：需在含 5-10%的二氧化碳的培养箱中培养。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。