

## 小鼠视网膜muller细胞永生化专用培养基说明书 (ZMY128)

### 产品描述

中乔新舟技术团队精心优化小鼠视网膜muller细胞永生化专用培养基经过长期测试，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需各种成分，无需添加任何成分，可直接用于细胞的体外培养，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。

### 组成成分

基础培养基；添加物等。

**注：产品组分单独包装。建议大瓶分装成小瓶使用或保存，避免污染及长期常温放置，并在保质期内使用。若短时间内使用不完，可以将组分等比例分装保存。**

### 存储方法

基础2℃-8℃，添加物-20℃，混合好的完培2-8℃避光储存

### 使用说明

- 1.严格无菌操作，在室温条件下溶解添加物，之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀，打开瓶盖时避免触碰瓶口，将添加物按等比例加入基础培养基，并充分混匀。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

**警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。**

### 产品用途说明

仅供科研研究使用。