

小鼠T细胞专用培养基(扩增) (PCM-M-267)

说明书

产品描述

小鼠T细胞专用培养基(扩增)专用培养基已包含成分包含基础培养基、添加物等细胞生长需要的其他添加物。中乔新舟技术团队精心优化原代小鼠T细胞专用培养基(扩增),经过长期测试,可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于细胞的体外培养,如无特别需要不用额外再添加血清和双抗,可以直接使用。

组成成分

基础培养基;添加物等

存储方法

基础2°C-8°C,添加物-20°C,混合好的完培2-8°C避光储存

使用说明

- 1.严格无菌操作,在无菌环境下进行操作,打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分,培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当,培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施,包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。