

通用型抗体稀释液

说明书

名 称	通用型抗体稀释液
英 文	General Antibody Diluent buffer
货 号	CSP236
外 观	液体
规 格	500mL
保 存	4℃保存，有效期24个月。
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

即用型抗体稀释液（作为工作稀释液使用），无需反复冻融，适用所有免疫学抗体稀释，不含 BSA 等动物来源蛋白，不含叠氮钠等有毒防腐剂。

【使用方法】

1. 计算工作浓度抗体所需体积量，按照稀释比例计算出所需抗体稀释液体积量；
2. 按照计算使用量，将高浓度抗体加入适量抗体稀释液中；
3. 完毕后利用 Vortex 充分混匀，静置于 4℃冰箱保存（可保存 6 个月以上）；
4. 抗体使用过程中若处于 4℃环境反应，可增大抗体的反复使用的寿命；
5. 可重复回收使用本抗体稀释液稀释后的抗体工作液，直至反应强度明显变弱；
6. 稀释后抗体在反复使用后出现强度变弱时，添加少许抗体原液（浓缩液），使得抗体工作液恢复强度。

【运输与保存】

蓝冰运输。4℃保存，有效期 24 个月。

【注意事项】

1. 本产品仅限于科学实验研究使用，不得用于临床诊断、治疗等领域。