

中乔新舟

L-15 培养基粉末 (DP-037)

成分	Concentration (mg/L)
甘氨酸	200
L-丙氨酸	225
L-精氨酸	500
L-天冬酰胺	250
L-半胱氨酸	120
L-谷氨酰胺	300
L-组氨酸	250
L-异亮氨酸	250
L-亮氨酸	125
L-赖氨酸	75
L-蛋氨酸	75
L-苯丙氨酸	125
L-丝氨酸	200
L-苏氨酸	300
L-色氨酸	20
L-酪氨酸	300
L-缬氨酸	100
氯化胆碱	1
D-泛酸钙	1
叶酸	1
烟酰胺	1
盐酸吡哆辛	1
核黄素-5-磷酸钠盐	0.1
盐酸硫胺素一磷酸	1
i-肌醇	2
无水氯化钙	140
无水氯化镁	93.7
无水硫酸镁	97.67
氯化钾	400
磷酸二氢钾	60
氯化钠	8000
无水磷酸氢二钠	190
D-半乳糖	900
酚红钠盐	10
丙酮酸钠	550