

原代兔骨髓间充质干细胞专用培养基 (PCM-C-0037)

说明书

产品描述

原代兔骨髓间充质干细胞专用培养基已包含成分包含基础培养基、添加物等细胞生长需要的其他添加物。由中乔新舟技术团队精心优化, 经过长期测试, 可保持细胞良好的生长状态。本产品仅供进一步科研使用, 不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

组成成分

完全培养基; 双抗。

存储方法

-20℃储存12个月, 解冻后的需4℃保存, 并在15天内使用完毕。

使用说明

1. 严格无菌操作, 在无菌环境下进行操作, 打开瓶盖时避免触碰瓶口。
2. 产品使用前放入4度冰箱解冻。
3. 由于含有易光变成分, 培养基不应该长时间暴露在光下。
4. 解冻后完培建议2周内使用完。

警告:如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。