

## 成纤维细胞培养基-无血清 (ZQ-1336-SFM)

### 说明书

#### 产品描述

成纤维细胞培养基-无血清成分包含基础培养基和添加物，不含血清。由中乔新舟技术团队精心优化，经过长期测试，可保持细胞良好的生长状态。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

#### 组成成分

基础培养基；添加物等

#### 存储方法

干冰加冰袋运输，避光储存

#### 使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

**警告:**如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

#### 产品用途说明

仅供科研研究使用。