

水浴锅抑菌剂  
说明书

名称	水浴锅抑菌剂
货号	CSP010
外观	液体
规格	100mL
保存	常温，请置阴凉处保存；24个月有效
用途	仅供科研使用

**【产品描述】**

在细胞培养过程中，培养箱，水浴锅，水盘等往往也是微生物滋生的温床。本产品是专门用于清除和抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物清除的一款产品，经多项独立试验验证表明对影响细胞培养的各类细菌、真菌、支原体等微生物均有清除的效果，尤其对水中的细菌、真菌及其芽孢和孢子抑制可长达7-10天，多次使用即可清除。本产品无刺激性气味、无腐蚀性，作用完毕后即可完全分解，没有任何毒性和毒副产物，可替代传统的硫酸铜等易腐蚀的消毒试剂，可适用于水浴锅的日常杀菌处理。为确保良好的实验环境，实验室需严格进行定期消毒灭菌，设备清洁等工作。

**【产品优势】**

- 1、对真菌、细菌、支原体等微生物均有清除作用；
- 2、对小鼠和兔子做过相应灌喂及刺激试验，无任何不良反应；
- 3、专门用于清除水体中的微生物污染，可取代84消毒液处理方法；
- 4、无刺激性、无腐蚀性、无挥发性，7-10天即可完全降解；
- 5、操作方便，按比例加入水中即可。

**【使用说明】（仅供参考）**

- 1、清洗水浴锅后，用适当的消毒剂喷洒擦拭，推荐使用75%酒精或细胞房安全卫士（货号：CSP010）。
- 2、加入适当去离子水，按照1:1000的比例向水浴锅中加入本产品，每7-10天处理一次。

**【注意事项】**

- 1、操作时请佩戴口罩、实验服和一次性手套，避免和皮肤黏膜接触，不慎入眼请立即用水清洗，必要时请及时就医；
- 2、本产品仅供科研使用。