

平滑肌细胞培养基 (ZQ-1325)

说明书

产品描述

平滑肌细胞培养基是专门为正常平滑肌细胞体外培养设计的最适于其生长的培养基。是经灭菌的液体培养基，包含基础培养基和添加物等。该培养基缓冲体系为重碳酸盐，在含5%CO₂的细胞培养箱中平衡后pH值为7.4。该培养基的配方能够选择性的促进正常人类平滑肌细胞体外培养中的增殖和生长，并为其达到最理想营养平衡状态。

组成成分

基础培养基；添加物等

存储方法

基础：2-8℃；添加物：-20℃

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科学研究使用。