

人脐静脉内皮细胞永生化专用培养基 (ZM1099)

说明书

产品描述

人脐静脉内皮细胞永生化专用培养基是专门为永生化huvec细胞体外培养设计的完全培养基。此培养基为无菌产品，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和胎牛血清。该培养基使用 HEPES 和碳酸氢盐作为缓冲液，设计用于在含有 5% CO₂/95% 空气的培养箱中使用。该培养基为永生化huvec细胞提供了一个最佳的营养环境，选择性地促进永生化huvec细胞的体外生长。

组成成分

基础培养基；添加物等

存储方法

基础2°C-8°C，添加物-20°C，混合好的完培2-8°C避光储存

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科学研究使用。