

大鼠表皮角质细胞-新生-永生化专用培养基 (ZMY023)

说明书

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化大鼠表皮角质细胞-新生-永生化专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品中已包含细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于细胞的体外培养。

组成成分

基础培养基; 添加物等

存储方法

基础2°C-8°C, 添加物-20°C, 混合好的完培2-8°C避光储存

使用说明

1. 严格无菌操作, 在无菌环境下进行操作, 打开瓶盖时避免触碰瓶口。
2. 产品使用前需平衡至室温。
3. 由于含有易光变成分, 培养基不应该长时间暴露在光下。
4. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。