

上皮细胞培养基 (ZQ-1315-S)

产品描述

上皮细胞培养基是专门为正常上皮细胞体外培养设计的完全培养基。此培养基为无菌产品，2%血清含量，包含基础培养基和促进上皮细胞增殖的添加剂，能有效维持细胞的上皮细胞表型与关键功能。该培养基为正常上皮细胞提供了一个最佳的营养环境，选择性地促进细胞的体外生长。

组成成分

500ml基础培养基；25ml添加物；双抗

注：产品组分单独包装。建议大瓶分装成小瓶使用或保存，避免污染及长期常温放置，并在保质期内使用。若短时间内使用不完，可以将组分等比例分装保存。

存储方法

基础2°C-8°C，添加物-20°C，混合好的完培2-8°C避光储存

使用说明

- 1.严格无菌操作，在室温条件下溶解添加物，之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀，打开瓶盖时避免触碰瓶口，将添加物按等比例加入基础培养基，并充分混匀。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告：如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。