

人乳头细胞永生化专用培养基

货号: ZMY002

产品简介

中乔新舟技术团队精心优化人乳头细胞-永生化专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品中已包含细胞生长所需的各种成分, 可直接用于细胞的体外培养, 另配5mL双抗, 可根据实验要求自主选择使用。

产品信息

英文名称	HHDPG-1m
规格	100mL/500mL
物理外观	液体
浓度	1 X
培养基成分	完全培养基 (含血清)、双抗
内毒素	< 3 EU/mL
pH 值	7.0 ~ 7.4
储藏条件	-20°C, 避光
运输条件	干冰运输
有效期	-20°C保存 12 个月, 解冻后的 4°C保存 15 天内使用完
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出
细胞生长实验	细胞生长良好, 形态正常

使用方法

- 将样品从-20°C的冷冻环境中取出, 放于 4°C环境中解冻, 核对标签信息, 并检查溶液包装的完整性及外观状态;
- 用消毒液擦拭表面后, 将其转移至超净工作台内;
- 在无菌条件下, 依照标准实验流程完成操作。

注意事项

- 本品仅限科研实验用途, 不用于临床诊断及治疗;
- 操作过程需遵循无菌规范, 避免污染;
- 为保障培养基性能稳定, 请勿在室温或高温环境下长时间存放;
- 请在产品有效期内使用, 请勿试用过期产品;
- 本产品另配5mL双抗, 可根据实验要求自主选择使用。

企业质量体系

上海中乔新舟生物有限公司已取得ISO 9001、ISO 13485 医疗器械质量管理体系认证, 全流程质量管控合规可靠。

文献奖励

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊, 可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注: DMEM (ZQ-100)由上海中乔新舟生物科技有限公司提供;
- 发表[英文论文]请标注: DMEM (ZQ-100)were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd. 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号, 在菜单栏点击快速查询, 选择文献奖励, 即可查看文献奖励详细规则;
- 咨询官方客服, 获取文献奖励详细规则。

活动最终解释权归中乔新舟生物所有

