

## 人肝内胆管上皮细胞永生化专用培养基

货号: ZMY009

## 【产品简介】

中乔新舟技术团队精心优化人肝内胆管上皮细胞-永生化专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品中已包含细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于细胞的体外培养。

## 【产品信息】

|         |                     |  |  |  |  |
|---------|---------------------|--|--|--|--|
| 可培养细胞种类 | 人肝内胆管上皮细胞-永生化       |  |  |  |  |
| 物理外观    | 红色澄清液体              |  |  |  |  |
| 浓度      | 1 X                 |  |  |  |  |
| pH 值    | 7.0 ~ 7.4           |  |  |  |  |
| 渗透压     | 320 ~ 350 mOsmol/kg |  |  |  |  |
| 内毒素     | ≤3 EU/mL            |  |  |  |  |
| 微生物检测   | 细菌、真菌、支原体未检出        |  |  |  |  |
| 细胞生长实验  | 细胞生长良好, 形态正常        |  |  |  |  |

| 套装组分  | 组分体积  | 性状 | 储存条件        | 运输条件 | 有效期   |
|-------|-------|----|-------------|------|-------|
| 基础培养基 | 500mL | 液体 | 2 ~ 8°C, 避光 | 蓝冰   | 12 个月 |
| 血清    | 50mL  | 液体 | -20°C, 避光   | 干冰   | 12 个月 |
| 补充剂   | 5mL   | 液体 | -20°C, 避光   | 干冰   | 12 个月 |
| 双抗    | 5mL   | 液体 | -20°C, 避光   | 干冰   | 12 个月 |

## 【使用方法】

1. 在常温条件下溶解添加剂, 轻轻晃动添加物确保内容物混匀;
2. 按照基础培养基:血清:添加剂=100:10:1 的比例进行配比混匀, 双抗可根据实验要求自主选择使用;
3. 各组分产品避免暴露在阳光下, 防止部分有效成分分解;
4. 不推荐 37°C 水浴加热培养基, 推荐按需分装, 室温预热;
5. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完;
6. 现用现配, 效果更佳。

## 【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途, 不用于临床诊断及治疗;
2. 操作过程需遵循无菌规范, 避免污染;
3. 请按标签所示温度进行保存;
4. 请在产品有效期内使用。

## 【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证, 全流程质量管控合规可靠。



**【文献奖励】**

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注：人肝内胆管上皮细胞永生化专用培养基（ZMY009）由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：HIBEpiC -Im（ZMY009）were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd. 或 “ZQXZbio”

**获取详情方式**

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

**\*\*活动最终解释权归中乔新舟生物所有\*\***

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号

