

原代人外周血 CD4+T 细胞专用培养基（扩增）

货号：PCM-H-315

【产品简介】

中乔新舟技术团队精心优化原代人外周血 CD4+T 细胞专用培养基（扩增）经过长期测试，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于细胞的体外培养，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。

【产品信息】

可培养细胞种类	原代人外周血 CD4+T 细胞				
物理外观	红色澄清液体				
浓度	1 X				
pH 值	7.0 ~ 7.4				
渗透压	320 ~ 350 mOsmol/kg				
内毒素	<3 EU/mL				
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出				
细胞生长实验	细胞生长良好，形态正常				

套装组分	组分体积	性状	储存条件	运输条件	有效期
基础培养基	500mL	液体	2 ~ 8℃，避光	蓝冰	12 个月
血清	50mL	液体	-20℃，避光	干冰	12 个月
补充剂	5mL	液体	-20℃，避光	干冰	12 个月
双抗	5mL	液体	-20℃，避光	干冰	12 个月

【使用方法】

1. 在常温条件下溶解添加剂，轻轻晃动添加物确保内容物混匀；
2. 按照基础培养基:血清:添加剂=100:10:1 的比例进行配比混匀，双抗可根据实验要求自主选择使用；
3. 各组分产品避免暴露在阳光下，防止部分有效成分分解；
4. 不推荐 37℃水浴加热培养基，推荐按需分装，室温预热；
5. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完；
6. 现用现配，效果更佳。

【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途，不用于临床诊断及治疗；
2. 操作过程需遵循无菌规范，避免污染；
3. 请按标签所示温度进行保存；
4. 请在产品有效期内使用。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证，全流程质量管控合规可靠。



【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注：原代人外周血 CD4+T 细胞专用培养基（扩增）（PCM-H-315）由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：Primary HUMAN Peripheral BLOOD CD4+T CELL SPECIFIC CULTURE Medium (Expansion) (PCM-H-315) were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd. 或 “ZQXZbio”

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号

