

鹿茸干细胞完全培养基 (ZQ-1345)

说明书

产品描述

鹿茸干细胞完全培养基是专门针对鹿茸干细胞代谢特征和培养工艺优化的培养基，已包含促进细胞生长需要的微量元素和营养物质。由中乔新舟技术团队精心优化，经过长期测试，能够显著提升鹿茸干细胞状态和细胞活率，支持鹿茸干细胞的分离和稳定传代。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

组成成分

完全培养基

存储方法

-20℃保存12个月，解冻后2-8℃保存2周

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需在4℃过夜解冻或在室温解冻，避免在37℃水浴条件下解冻。
- 3.使用前将培养基预温至室温，在T25细胞培养瓶中加入5-8ml培养基，按照 $1.5-2 \times 10^5/\text{cm}^2$ 的密度接入鹿茸干细胞，置于37℃、5%CO₂培养箱中培养，约48h后可进行传代。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。